

**IMAGE
IMAGEN**

GNATUS
Dental



YOU
IN A TECHNOLOGIC
WORLD.

USTED
EN UN MUNDO
DE TECNOLOGIA



X-RAYS
RAYOS X



MULTIMEDIA KIT
KIT MULTIMEDIA



NEGATOSCOPE
NEGATOSCOPIO

X-RAY/RAYOS X

SOMMO

THE HIGHEST TECHNOLOGY PRINTED IN EVERY DIAGNOSIS.
LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA REVELADA EN CADA DIAGNÓSTICO.

Extremely lightweight, with a very high degree of radiation insulation, allows a smooth, precise movement and with excellent stability.

Light Green Technology

With 95% less lead at the head of the X-Ray.

Selecting and adjusting digital and analogical time

Optional preprogrammed time available in the control of apparatus according to the need.

Pre-programmed times

20 pre-programmed times for different applications, depending on the type of patient, radiographic receiver or position of the tooth.

Time intervals

25 standardized exposure time intervals - also allows operations from centesimal takes starting on 0.06 seconds.

Reprogramming of times

The professional can enter and record new desired times.

Extremadamente ligera, con un grado muy alta de aislamiento por radiación, permite un movimiento suave, preciso y con una excelente estabilidad.

Tecnología Light Green

Con 95% menos plomo en la cabezal del Rayos X.

Selección y ajuste de tiempo digital y analógico

Tiempo preprogramado opcional disponible en el control del aparato de acuerdo con la necesidad.

Tiempos preprogramados

20 tiempos preprogramados para diferentes aplicaciones, dependiendo del tipo de paciente, receptor radiográfico o la posición del diente.

Intervalo de tiempo

25 intervalos de tiempo de exposiciones estandarizadas - también permite operaciones de centésimas con tomas a partir de los 0,06 segundos.

Reprogramación de los tiempos

El profesional puede entrar y registrar nuevos tiempos deseados.

LIGHT GREEN
TECHNOLOGY
95% LESS LEAD
TECNOLOGIA
LIGHT GREEN
95% MENOS PLOMO




Regulator / Stabilizer

Voltage stabilizer which allows the formation of 70 KV power required for the X-Ray emission.

Regulador / Estabilizador

Estabilizador de voltaje que posibilita la formación de 70 KV de potencia necesaria para la emisión de los Rayos X.



Preheating of the tube

Fluctuations in the power grid are common and can impair the acquisition of radiographic images. The preheating is a system that keeps the X-Ray tube heated in the temperature optimal for shooting, providing stable and accurate results at each radiography.

Exclusive Thermostat

Controls the energy level through the filament preheating allowing a much longer lifetime of the bulb.

Dual voltage

Automatic multi-voltage
Range 100V to 260V
[recognizes the tension automatically]

Pre calentamiento del tubo

Las fluctuaciones en la red eléctrica son comunes y pueden afectar a la adquisición de imágenes radiográficas. El pre calentamiento es un sistema que mantiene el tubo de Rayos X caliente en la temperatura óptima para el disparo, que proporciona resultados estables y precisos en cada radiografía.

Termostato Exclusivo

Controla el nivel de energía por medio del pre calentamiento del filamento volviendo la vida útil de la ampolla mucho mayor.

Bivolt

Automático multi-voltaje
Rango de 100V a 260V
[reconoce automáticamente la tensión]



Mobile Column Pantograph

Allows mobility with long range.

Pantógrafo Columna Móvil

Permite la movilidad de larga distancia.

Available in different models*.
Disponibles en diferentes modelos*.

Wall Pantograph

Freedom of movement, space optimization and long range.

Pantógrafo de pared

La libertad de movimiento, la optimización del espacio y de largo alcance.

Mobile Column Pantograph

Allows mobility with long range.

Pantógrafo Columna Móvil

Permite la movilidad de larga distancia.

Floor Pantograph

Provides overall approach of the operative field.

Pantógrafo de piso

Proporciona enfoque global del campo operatorio.

*Also available with common arm (not scissors).

*También disponible con el brazo común.



PRODUCT
READY
TO DIGITAL
SYSTEM

PRODUCTO
LISTO
PARA EL SISTEMA
DIGITAL

Digital Control with Detachable Cable

Functions controlled by the digital control that has magnetic attachment and is connected with coiled cable of 5 meters.

Control digital con cable desmontable

Funciones controladas por el control digital que tiene soporte magnético y está conectado con cable en espiral de 5 metros.



**You can also add:
RECTANGULAR
COLLIMATOR***

Easy coupling accessory.
Reduces 55% of the total area
irradiated. [Requires use of
the positioner - conventional
technique]

**Usted también puede añadir:
COLIMADOR
RECTANGULAR***


Accesorio de acoplamiento fácil.
Reduce en 55% la superficie
total irradiada. [Requiere el
uso del posicionador - técnica
convencional]

**EXTENDER
CYLINDER***

The cylinder in its elongated
shape and rectangular collimator
allow performing radiographs
with greater dimensional
accuracy.

**CILINDRO
EXTENSOR***


El cilindro en su forma alargada y
colimador rectangular permiten
la realización de radiografías con
mayor precisión dimensional.



Extender Cylinder
(330mm)
Cilindro Prolongador
(330mm)

Conventional Cylinder
(250mm)
Cilindro Convencional
(250mm)

*Optional item for Sommo and the Timex 70 E
*Opcionales para el Sommo y Timex 70 E



Out Box System

The digital control can be detached from the device and
positioned outside the clinic room with the Out Box System,
comprising:

- command box;
- with 10m cable extender.

Sistema Out Box

El control digital se puede retirar del aparato y se coloca
fuera de la sala clínica con el Sistema Out Box, que
comprende:

- caja de comando;
- cable extensor de 10m.



X-RAY/RAYOS X
TIMEX 70E

LIGHTNESS, STABILITY, SMOOTHNESS.
LA LIGEREZA, ESTABILIDAD, SUAVIDAD.



Exclusiva Light Green Technology
95% less lead.

Material extremely lightweight - allows smooth, precise
and excellent stability.

Highest degree of isolation from radiation.

Exclusiva Tecnología Light Green
95% menos plomo.

Material extremadamente ligero - permite movimientos
suaves, precisos y excelente estabilidad.

Alto grado de aislamiento de la radiación.



With 25 intervals of exposure time
set on your system, adapted to
preconceived standards.

Allows operations with centesimal
takes starting from 0.06 seconds.

Con 25 intervalos de tiempo de
exposición establecidos en el
sistema, adaptado a las normas
preconcebidas.

Permite operaciones de
centésimas con tomas a partir de
los 0,06 segundos.

Available in different models*.

Disponibile en diferentes modelos*.



Wall
Pared

Check out the models:

Wall
Provides maximum space optimization.

Mobile Column
Base with new design, lightweight, super stable and easy to handle.

Wall Pantograph
Freedom of movement, space optimization and long range.

Mobile Column Pantograph
Allows mobility with long range.

Floor Pantograph
Provides overall approach of the operative field.

Echa un vistazo a los modelos:

Pared
Proporciona máxima optimización del espacio.

Columna Móvil
Base con diseño nueva y ligera, muy estable y fácil de manejar.

Pantógrafo de Pared
La libertad de movimiento, la optimización del espacio y de largo alcance.

Pantógrafo de Columna Móvil
Permite la movilidad con largo distancia.

Pantógrafo de Piso
Proporciona enfoque global del campo operatorio.



Mobile Column
Columna Móvil

Check out the models:
Ver modelos

Floor Pantograph
Pantógrafo de Piso

Rectangular collimator and extender cylinder are optional in Timex 70E
Colimador rectangular y el cilindro extensor son opcionales en Timex 70E



WHITE LIGHT
GENERATED BY
LUZ BLANCA
GENERADA POR
6 LEDS

MULTIMEDIA KIT KIT MULTIMEDIA

TECHNOLOGY AND PRECISION FOR YOUR TREATMENT.
TECNOLOGÍA Y PRECISIÓN CONECTADAS A SU TRATAMIENTO.

Monitor LCD 17,3" [18:9] widescreen

Resolution 1366x768 pixels.

View Angle resolution - 150°.

Built-in speakers - stereo [ideal for video playback].

VGA and RCA cables included in the kit.

Remote control with functions that allows activation and distance commands.

Monitor LCD 17,3" [18:9] widescreen

Resolución 1366x768 píxeles.


Ángulo de visión resolución - 150°.

Altavoces incorporados - estéreo [ideal para la reproducción de video].

Cables VGA y RCA incluidos en el kit.

Control remoto con funciones que permite la activación y comandos a distancia.

Available connections/Conexiones disponibles



*To install the Multimedia Kit, you must purchase the support kit to assemble.

*Para instalar el Kit Multimedia, es necesario adquirir el kit de soporte para montar.

INTRAORAL CAMERA INCAM LX

Lightweight hand piece, with anatomical shape, easy to handle.

Allows you to store up to 60 images in full screen mode and 240 images in grid mode.

CÁMARA INTRAORAL INCAM LX

Pieza de mano ligera, con forma anatómica, fácil de manejar.

Permite almacenar hasta 60 imágenes en modo de pantalla completa y 240 imágenes en modo de cuadrícula.

NEGATSCOPE NEGATOSCOPIO

EXPANDED VISION OF YOUR DIAGNOSIS.

Extremely slim, compact and lightweight. Provides a modern and harmonious look.

Illuminated field size 20x30 cm.

Activation by side key, allowing quick and accurate access.

Polarized light, cool white, evenly distributed, providing excellent results in radiographic diagnosis.

Clear definition of contrasts.

3 clips attached for positioning and fixing of radiographs, allowing comparison diagnosis.

HEMOS AMPLIADO LA VISIÓN DE SU DIAGNÓSTICO.

Extremadamente delgada, compacta y ligera. Proporciona un aspecto moderno y armonioso.

Campo iluminado de tamaño 20x30 cm.

Activación por tecla lateral, lo que permite un acceso rápido y preciso.

La luz polarizada, blanca fría, uniformemente distribuida, proporcionando excelentes resultados en el diagnóstico radiológico.

Definición clara de los contrastes.

3 clips adjuntos para la colocación y fijación de las radiografías permitiendo una comparación de diagnóstico.



Ideal for periapical radiographs, occlusal and panoramic views of up to 200x300mm.

Ídeal para radiografías periapicales y oclusales, vistas panorámicas de hasta 200x300mm.

LISTO
DIGITAL

CAN BE
FIXED ON
50mm OR 38mm
COLUMNS
PUEDEN SER
FIJADOS EN
COLUMNAS DE
50mm O 38mm