



SOLE AGENT

Firooz Dental






COMPRESSORS & DENTAL SUCTION

No 41, Kaveh buildings, Azadi Ave, Enghelab Sq, Tehran, Iran
Tel: (021) 66 58 13 27 (0912) 479 13 89 (0912) 413 03 58 (0912) 181 87 28
www.firoozdental.com  [firooztebzam](https://twitter.com/firooztebzam) info@firoozdental.com

ASPIRATORE AD ANELLO UMIDO

PER ASPIRAZIONE CONTINUA SENZA NECESSITÀ DI ESSERE CONNESSI ALLA RETE IDRICA

ASPIRATORI ANELLO UMIDO									
	Kw	Volt	Hz	g/min	Vuoto (mbar)	Portata (lt/min)	Dim		dB(A)
RAIN 1	0,55/0,63	230	50/60	2800/3400	170/200	300	28 X 50 X 55 cm 19 Kg	 1- 4	53
RAIN 1C	0,55/0,63	230	50/60	2800/3400	170/200	300	37 X 57 X 60 cm 20 Kg	1	50
RAIN 2	0,7/0,83	230	50/60	2800/3400	220/290	600	34 X 43 X 54 cm 20 Kg	7	55
RAIN 2+	0,63	230	0 ~70	0~3980	200~370	Max 600	41 X 51 X 61 cm 31 Kg	1-2	59
RAIN 3+	0,94	230	0 ~70	0~3980	200~370	Max 900	41 x 55 x 61 cm 32Kg	1~3	61
RAIN 4+	1,3	230	0 ~65	0 ~3740	200 ~370	Max 1200	41 x 51 x 63 cm 36 Kg	1~4	61



WET RING ASPIRATION*SEMI-DRY SUCTION UNIT: NO NEED TO BE CONNECTED TO THE WATER LINE***ASPIRATION À ANNEAU HUMIDE***UNITE D'ASPIRATION AVEC SEPARATEUR AUTOMATIQUE: IL N'EST PAS NECESSAIRE D'ETRE CONNEXE A LA LIGNE D'EAU***BOMBA DE VACIO ANILLO HUMEDO***MÁQUINA DE ASPIRACIÓN Y UNIDAD DE SEPARACIÓN AUTOMÁTICA: NO HAY NECESIDAD DE ESTAR CONECTADO A LA RED DE AGUA***Accessori**

ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL
Centralina, separatore ad uso continuo, antivibranti. A richiesta separatore d'amalgama	Control board, separator for continuous use, antivibrations. On request amalgam separator	Platine électronique, séparateur automatique, antivibrations. Sur demande séparateur d'amalgame	Centralita, separador automático, amortiguadores vibración. A solicitud separador d'amalgama
Centralina, separatore ad uso continuo, antivibranti, carena insonorizzante. A richiesta separatore d'amalgama	Control board, separator for continuous use, antivibrations, metal cabinet. On request amalgam separator	Platine électronique, séparateur automatique, antivibrations, capot métallique. Sur demande séparateur d'amalgame	Centralita, separador automático, amortiguadores vibración, carenado metálico. A solicitud separador d'amalgama
Centralina, separatore ad uso continuo, antivibranti	Control board, separator for continuous use, antivibrations	Platine électronique, séparateur automatique, antivibrations	Centralita, separador automático, amortiguadores vibración
Centralina, separatore ad uso continuo, antivibranti, INVERTER	Control board, separator for continuous use, antivibrations, INVERTER	Platine électronique, séparateur automatique, antivibrations, INVERTER	Centralita, separador automático, amortiguadores vibración, INVERTER
Centralina, separatore ad uso continuo, antivibranti, INVERTER	Control board, separator for continuous use, antivibrations, INVERTER	Platine électronique, séparateur automatique, antivibrations, INVERTER	Centralita, separador automático, amortiguadores vibración, INVERTER
Centralina, separatore ad uso continuo, antivibranti, INVERTER	Control board, separator for continuous use, antivibrations, INVERTER	Platine électronique, séparateur automatique, antivibrations, INVERTER	Centralita, separador automático, amortiguadores vibración, INVERTER




COMPRESSORI A SECCO / OIL-LESS COMPRESSORS / COMPRESSEURS SANS HUILE / COMPRESORES SIN ACEITE

MIRAGE

	Kw	HP	Volt/Hz	Bar	L/Min	L/Min a 5 Bar	Ltr		dB (A)	Cm	Kg
MIRAGE 70	1,1	1,5	230/50	7	100	70	24	1	66	40x40x65	30
MIRAGE 70/E con essiccatore with drier avec secador con secador	1,1	1,5	230/50	7	100	70	24	1	66	40x40x65	35
MIRAGE 100	1,1	1,5	230/50	7	150	100	24	1+1	66	40x40x65	30
MIRAGE 100/E con essiccatore with drier avec secador con secador	1,1	1,5	230/50	7	150	100	24	1+1	66	40x40x65	35
MIRAGE 130	1,1	1,5	230/50	7	200	130	24	2	67	40x40x65	30
MIRAGE 130/E con essiccatore with drier avec secador con secador	1,1	1,5	230/50	7	200	130	24	2	67	40x40x65	35

Se richiesto anche a 60Hz / If requested even at 60Hz - Con armadio in legno livello sonoro 52 dB / With wooden cabinet 52 dB



MIRAGE


ECO

	Kw	HP	Volt/Hz	Bar	L/Min	L/Min a 5 Bar	Ltr		dB (A)	Cm	Kg
ECO 2	1,1	1,5	230/50	7	200	150	50	2+1	70	40x75x75	47
MONSTER 2									62	50x76,5x108	53
ECO 2/E con essiccatore with drier avec secador con secador	1,1	1,5	230/50	7	200	150	50	2+1	70	40x75x75	52
									62	50x76,5x108	58
ECO 3	1,8	2,5	230/50	7	300	225	50	3+1	72	40x75x75	50
MONSTER 3									64	50x76,5x108	56
ECO 3/E con essiccatore with drier avec secador con secador	1,8	2,5	230/50	7	300	225	50	3+1	72	40x75x75	55
									64	50x76,5x108	61
ECO 4	2x1,1	2x1,5	230/50	7	400	300	100	4+2	71	40x120x75	97
MONSTER 4									63	76,5x120x90	109
ECO 4/E con essiccatore with drier avec secador con secador	2x1,1	2x1,5	230/50	7	400	300	100	4+2	71	40x120x75	107
									63	76,5x120x90	119
ECO 6	2x1,8	2x2,5	230/50	7	600	450	100	6+2	73	40x120x75	102
MONSTER 6									65	76,5x120x90	114
ECO 6/E con essiccatore with drier avec secador con secador	2x1,8	2x2,5	230/50	7	600	450	100	6+2	73	40x120x75	112
									65	76,5x120x90	124


Se richiesto anche a 60Hz / If requested even at 60Hz - A richiesta anche trifase / If requested even tri-phase




ECO 2 - ECO 2/E



ECO 4 - ECO 4/E - ECO 6 - ECO 6/E



ECO 3 - ECO 3/E



MONSTER 2 - MONSTER 3